



ClotStop®

Drainagekatheter nach herz- und thorax- chirurgischen Eingriffen

Exclusively distributed in Europe by Medela

- Fördert eine kontinuierliche Durchgängigkeit des Katheters ^{1,2,3}
- Reduziert die Notwendigkeit des regelmäßigen Melkens ^{2,3}
- Verbessert den Patientenkomfort ³

FÜR EIN EFFEKTIVES UND SICHERES THORAXDRAINAGE MANAGEMENT

Eine prospektive Beobachtungsstudie zeigt, dass 36 % der Drainagen nach herzchirurgischen Eingriffen okkludieren. 86 % dieser Okklusionen finden im Patienten statt und sind für das Arzt- und Pflegepersonal nicht sichtbar. ⁴

Der Thoraxkatheter mit der einzigartigen ClotStop® Hydrogel-Polymerbeschichtung trägt dazu bei, das Risiko der Klottbildung zu minimieren und somit die Okklusion des Katheters zu verhindern. Die Katheterbeschichtung ist kein Antikoagulans und medizinisch unbedenklich, da sie die natürliche Blutgerinnung nicht beeinflusst. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten entsteht ein so niedriger Reibungskoeffizient, dass Thrombozyten nicht am Katheter haften können. Die Hydrogel-Polymerbeschichtung verhindert Gewebeverkrustungen und die Bildung von Blutklotts. Der verringerte Widerstand an der Oberfläche des Katheters fördert so eine kontinuierliche Flüssigkeitsdrainage und reduziert die Notwendigkeit des Melkens. ²

Die ClotStop® Katheter bestehen aus Silikon und sorgen für eine einfache und sichere Anlage im Thorax. Das angenehm weiche Material ermöglicht es den Patienten zudem, sich frei und ohne Beschwerden zu bewegen, und fördert so den Patientenkomfort. Die Verwendung von ClotStop® erhöht die Patientensicherheit und fördert eine verbesserte Genesung. ¹

- Innovativ und medizinisch sicher dank Antihaffbeschichtung
- Sichere und effektive Drainage durch stark reduziertes Verklottungsrisiko
- Hoher Patientenkomfort dank besonderer Materialbeschaffenheit und -beschichtung
- Zeitersparnis für medizinisches Personal durch weniger Melken und Strippen

Referenzen

1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. 2 Medela qualitative customer interviews 3 Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. 4 Karimov JH et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

Der ClotStop® Katheter aus Silikon wird von Medela vertrieben und ist in folgenden Größen erhältlich:

Beschreibung	Größe	Art. -Nr.
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	8 FR	100008ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	10 FR	100010ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	12 FR	100012ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	14 FR	100014ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert*	16 FR	100016ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, gebogen, skaliert*	16 FR	111016ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert*	20 FR	100020ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, gebogen, skaliert*	20 FR	111120ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert*	24 FR	100024ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, gebogen, skaliert*	24 FR	111124ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert*	28 FR	100028ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, gebogen, skaliert*	28 FR	111128ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	32 FR	100032ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, gebogen, skaliert	32 FR	111132ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, Silikon, skaliert	36 FR	100036ATS
Thoraxkatheter mit ClotStop®, mediastinal, Silikon, Augen seitlich, skaliert	7 mm	111075AT
Thoraxkatheter mit ClotStop®, mediastinal, Silikon, Augen seitlich, skaliert	9 mm	111095AT
Thoraxkatheter mit ClotStop®, mediastinal, Silikon, Augen oben + unten, skaliert	9 mm	111099AT

Alle Produkte werden in einer Verpackungseinheit von je 10 Stück geliefert.

*Die Katheter sind auch ohne ClotStop® Beschichtung erhältlich.

Sie möchten sich von der starken Performance des ClotStop® Katheters überzeugen? Kontaktieren Sie uns jetzt und vereinbaren Sie einen individuellen Vorstellungstermin.

Klicken Sie sich durch den Patientenweg:
www.medelahealthcare.de/clotstop-thoraxdrainagekatheter



Distributed by
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching

Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59-99
info@medela.de
www.medelahealthcare.de

 Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com

CE 0413

medela 
THE SCIENCE OF CARE™